

Bern, im März 2021

### **Informationen zum QV Praktische Arbeit Pharmazeutisch-technisch (Labor) am Samstag 1. Mai 2021 an der bsd.-Bern, Postgasse 66**

Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder  
Liebe Lernende

Alle Lernenden absolvieren die Praktische Arbeit 'Pharmazeutisch-technisch' (Labor) an der bsd.-Bern. Die Prüfung dauert **45 Minuten (ohne Abwaschen und Aufräumen)**.

#### **Folgende Utensilien sollen für die Prüfung mitgenommen werden:**

**1. Laborkoffer** mit gleichem Inhalt, wie für die Überbetrieblichen Kurse (ÜK). Bild auf der Rückseite.

1 Erlenmeyer 250	1 Uhrglas 6 cm	1 Sterillium
1 Erlenmeyer 100 ml	1 Trichter ca. 7,5 cm	Haushaltpapier
1 Becherglas 200 ml	1 Reibschale (Melamin)	Abwaschbürstchen
1 Becherglas 100 ml	1 Pistill (Melamin)	Abwaschschwämmchen
1 Messzylinder 250 ml	1 Salbenspatel 25,5 cm	Küchentuch zum Abtrocknen
1 Messzylinder 100 ml	1 Polylöffel	Rechner
1 Messzylinder 50 ml	1 Schaufel Polypropylen	Laborschürze
1 Messzylinder 10 ml	1 Schutzbrille	
1 Uhrglas 10 cm	1 Rührstab 20 cm	

Wir empfehlen Ihnen, die Ware in ein Plastikköfferchen zu verpacken und die einzelnen Labormaterialien mit Luftpolsterfolie einzuwickeln. (Siehe Bilder auf der Rückseite).

Das restliche Material (Chemikalien, Abgabegefässe, Waagen, Mörser, Drogenschalen, Abwaschmittel, Handschuhe, Alkohol zur Reinigung der Arbeitsplätze usw.) steht bereit.

**2. Lerndokumentation:** Die Lernenden dürfen alle Unterlagen, die sie im Laufe der 3 Lehrjahre erarbeitet haben, mitnehmen.

Für die Lösung der Aufgaben stehen den Kandidatinnen folgende Unterlagen zur Verfügung

- ALT und HV
- Dermatologische Magistralrezepturen (Deplazes)
- Notebook mit Internetzugang für Abfragen z.B. bei Pharmawiki usw.

Auf dem Blatt: 'Liste der Themen, die während der ÜK-Kurse behandelt wurden und allgemeine Informationen dazu' und 'Wichtige Mitteilungen zum Qualifikationsverfahren' finden Sie wichtige Hinweise zur Pharmazeutisch-technischen Prüfung.

## Laborkoffer



Luftpolsterfolie  
Bei Migros/Coop/Post  
ca. Fr. 7.00



Bei Migros/Coop  
ca. 39.5 x 29.5 x 17 cm  
ca. Fr. 25.00



So könnte der Laborkoffer  
aussehen.